

透析患者管理システム

PCー透析管理

透析業務に役立つシステム

透析専用の情報である「凝固剤」・「透析回路」・「針サイズ」・「ダイアライザ」などを透析情報、伝票情報として登録できます。また、透析を実施するための透析予約、透析記録用紙や透析患者予定一覧の発行、検査結果の登録機能を実現しました。

特徴

☆予約機能の充実

透析患者を指定して当月、翌月、翌々月の予約状態をひとめで見ることができます。また、予約の変更、全患者の一括予約が簡単に行えます。

☆透析実施に使いやすい帳票出力

抗凝固剤、ダイアライザ、使用薬剤、検査結果履歴など情報を実施する日の時間帯別に分けて患者毎に印刷する**透析記録用紙**と、患者氏名、ベッド、抗凝固剤、ダイアライザなどの情報を実施する日の時間帯別に分けて印刷する**透析患者予定一覧**があります。

☆請求伝票の発行

医事システムで使用している点数コードを使用薬剤のコードとダイアライザの請求コードとしてマスター登録する事により、患者毎にそれらの情報を**透析記録用紙**に印刷します。また、この部分は切り離して使用できるフォーマットになっています。

画面例

*** 透析情報登録 *** 97/09/09

患者ID: 00000001 カナ氏名: カノタ 太郎 性: 男 1 女 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 出生年月日: H090213

患者氏名: 患者 太郎

Bed番号: 1 更新日: 97/04/09

当院開始日: 970101 透析導入日: 970202 透析回数: 12

現存区分: 0 無 1 有 転帰日付: 970216 転帰区分: 0 死亡 1 転院 2 離脱/中止 3 その他

透析曜日: 日 月 火 水 木 金 土

時間帯: 午前 入外区分: 外来 弁当区分: 有

抗凝固剤: ヘパリン ワンショット 99.9 混注薬剤: 999999 FU フワン トータル量: 99999 mg/h

透析回路: NN 針サイズ: 99 標準体重: 99.9 kg

備考: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

vf+1+ 中止 vf+2+ 患者基本 vf+3+ 伝票明細 vf+4+ 削除 vf+5+ 書込

*** 伝票明細登録 *** 97/09/09

患者ID: 00000001 カナ氏名: カノタ 太郎 透析曜日: 日 木 土 対象曜日: 日

患者氏名: 患者 太郎 性: 男 出生年月日: H090213


ダイアライザ: KF201-12C 高濃マスタ内容

コード	項目	使用量	単位	項目コード	項目名	数量	単位
40723	血液透析4〜6時間(入院)	10	0	11	神楽丸	1g	包
16	除水調整器加算	20	0	20773	セパミット	2.5mg、5mg	T
T4	導入期加算	30	0	22249	リズミック	10mg	T
15	検査者加算	40	0	23072	イソリン液	10%	ml
12	標準加算	50	0	23331	コーアンVハップ	20g	枚
30441	キンタリーAF-2号	60	0	23435	ステロパン	20g	枚
30687	生食	70	0	24691	レスタミンコーワ軟膏	g	枚
31287	5%G	80	0	24169	ペンレス	g	枚
31499	フワン	90	0	23059	N.S軟膏	200ml	V
31376	フワン	100	0	30109	アミュー	200ml	V
30217	ウロキナーゼ(ヒタチ)60,000E	110	0	30217	ウロキナーゼ(ヒタチ)60,000E	10E	A
30263	エルシトニン	120	0	30261	エルシトニン	40E	A
30313	レスポール	130	0	30311	レスポール	1500U	V
30459	グリセオール	140	0	30313	レスポール	3000U	ml
30691	生食	150	0	30405	1%キシロカイン	300ml	V
40156	指創処置(4.9占)	160	0	30413	強ミノC	20ml	A
48556	市血球濃厚液	260	0	30459	グリセオール	300ml	V
48561	洗浄赤血球濃厚液	200	0	30461	グリセオール	200ml	V
40136	総集吸入,750△S8001	190	0	30619	養塩注	20ml	A
53153	ゼノセル	200	0	30691	生食	100ml	V
				30695	生食	500ml	V
				30919	デスフラール	0.5g	V
				31069	ネオラミン30	10ml	A



vf+1+ 中止 vf+2+ 全曜日登録 vf+4+ 削除 vf+5+ 指定曜日登録 登録曜日: 日

機能


基本機能



拡張機能



システム構成例



システム環境

ハードウェア

DOS/V互換機

ハードディスク使用量: 100MB

ディスプレイの設定: 1024*768ドット以上
大きいフォント

基本OS

WindowsXP

最大登録数

500人程度の登録を想定

- このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。

お問い合わせは

株式会社コモドソリューションズ

〒151-0073

東京都渋谷区笹塚2-26-2

笹塚ノース小田急ビル12F

TEL 03-5358-5535 FAX 03-5358-5534

email : eigyou-1001@comodo-sol.co.jp